

드로잉	품목명	품목번호	버전
규격	폼포미아쿠아방수밴드 드레싱/특대형 4매외함		240425
인쇄규격	가로:135mm 세로:12mm 높이:170mm		
글자포인트 7pt	일반의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명, 색상, 효능/효과, 용법용량, 저장방법		
글자포인트 6.5pt			
색상	C M Y K		
지종 / 코팅	350g/CCP, 유광코팅		
후가공			
비고			

내 피부 상처를 보호할 땐
폼포미 플러스 아쿠아 밴드 드레싱



대한민국 소비자중심
KCA
2008

내 피부 상처를 보호할 땐

폼포미 플러스 아쿠아 밴드 드레싱

PORMFORME PLUS AQUA BAND

- 물, 먼지 차단
- 상처부위보호
- 편리한 사용감
- 강한 밀착감



방수소재

드레싱 (특대형) 4매

100mmx120mm

현대약품(주)
www.hyundaipharm.co.kr

제조번호 :
사용기한 :

까지

폼포미 (특대형) 아쿠아 밴드

윌리엄스

의약품

물, 먼지 차단

제품실제크기
드레싱(특대형)
120mmx100mm

상처부위보호

사용방법



1. 밴드의 이형재백색 종이를 떼어낸다.
2. 접착할 피부를 깨끗이 하고 상처부위에 붙인다.
3. 밴드뒷면의 보호 필름을 떼어낸다.

편리한 사용감

강한 밀착감

- 제품명 : 폼포미플러스아쿠아밴드 드레싱(반창고(1회용))
- 수량 및 규격 : 100mmx120mm 4매
- 효능 및 효과 : 상처부위, 환부등의 보호
- 전성분 : 비닐점착테이프, 폴리에틸렌망으로 덮인 부직포패드, 종이필름
- 용법 및 용량 : 환부에 1일 1회 내지 수회 1매씩 갈아 붙입니다.
- 사용시 주의사항 : 반창고 또는 유사한 제품의 사용시 알레르기나 피부관련 증상을 경험하였거나 사용중 발진, 발적, 가려움, 습진, 피부염등이 생겼을 경우 사용을 중지하고 의사와 상담 후 제품사용 여부를 결정하십시오.
- 저장방법 : 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)
- 사용기한 : 제조일로부터 36개월
- 소비자상담실 : 1666-9979

본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 "소비자 분쟁 해결 기준" 에 의거 보상해드립니다.

- 제조원 : (주)누리메디스
경기도 김포시 하성면 하사로11
- 판매원 : 현대약품(주)
충청남도 천안시 동남구 동성면 전다리길 56



8 809430 263069